

ACETATO DE AMILO REACTIVO

Amyl Acetate	CAT. 0520
$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_5\text{H}_{11}$	P.M. 130.18
CAS: 628-63-7	
Apariencia típica:	Líquido incoloro.
Rango de ebullición:	142°C
Densidad a 25°C:	0.868 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_2$)	97.0 – 100.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Residuo después de evaporación	0.020%
Solubilidad en etanol diluido	Pasa prueba
Ácido libre (como CH_3COOH)	0.006%
Agua (H_2O)	Pasa prueba

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 4, 18 L

NFPA: 1-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO