

BICARBONATO DE AMONIO REACTIVO

Ammonium Bicarbonate CAT. 0530
 NH_4HCO_3 P.M. 79.06

CAS: 1066-33-7

Apariencia típica:

Cristales blancos o polvo cristalino.

Cambio de estado (aproximado):

Volatiliza con descomposición alrededor de 60°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NH_3)	21.0 – 22.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.005%
Materia no volátil	1.0
Cloruro (Cl)	0.0005%
Compuestos de azufre (SO_4)	0.002%
Metales pesados (como Pb)	0.001%
Hierro (Fe)	0.0005%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE