


FOSFATO DE AMONIO MONOBÁSICO A.C.S.

Ammonium Phosphate Monobasic



CAS: 7722-76-1

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 0585

P.M. 115.03

Cristales incoloros.

Soluciones buffer.

190°C

1 g en 2.5 mL a 25°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)

pH de una solución al 5% a 25.0°C

≥ 98.0%

3.8 – 4.4

Máximo permitido

Materia insoluble

Cloruro (Cl)

Nitrato (NO_3)

Sulfato (SO_4)

Metales pesados (como Pb)

Hierro (Fe)

Calcio (Ca)

Magnesio (Mg)

Potasio (K)

Sodio (Na)

0.005%

5 ppm

0.001%

0.01%

5 ppm

0.001%

0.001%

0.0005%

0.005%

0.005%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE