

METAVANADATO DE AMONIO A.C.S.

Ammonium Metavanadate



CAS: 7803-55-6

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 0595

P.M. 116.98

Polvo blanco o amarillo pálido.

Análisis en la combustión de carbono, hidrógeno, y nitrógeno.

200°C

0.44 g en 100 mL a 18°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NH_4VO_3)

≥ 99.0%

Máximo permitido

Solubilidad en hidróxido de amonio

Pasa prueba

Carbonato (CO_3)

Pasa prueba

Cloruro (Cl)

0.2%

Sulfato (SO_4)

0.05%

PRESENTACIONES

25, 100 g

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL