

**SULFURO DE AMONIO SOLUCIÓN A.C.S.**

Ammonium Sulfide Solution (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> S	CAT. 0625 P.M. 68.14
CAS: 12135-76-1	
Apariencia típica:	Líquido amarillo.
Uso analítico:	Reactivo para análisis de trazas de metales pesados.
Solubilidad acuosa:	Soluble

**ESPECIFICACIONES**

Ensayo ((NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> S)	20.0 – 24.0% <i>Máximo permitido</i>
Residuo después de ignición	0.04%
Carbonato (CO <sub>3</sub> )	0.005%
Cloruro (Cl)	0.005%

**PRESENTACIONES**

250, 500 mL, 1 L

NFPA: 3-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: BLANCO