

SULFATO DE AMONIO Y NÍQUEL HEXAHIDRATADO REACTIVO

Nickelous Ammonium Sulfate Hexahydrate

CAT. 0640

$\text{NiSO}_4 \cdot (\text{NH}_2)\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

P.M. 395.00

CAS: 15699-18-0

Apariencia típica:

Cristales verde azulados.

ESPECIFICACIONES

Materia insoluble

Máximo permitido

0.01%

Cloruro (Cl)

0.001%

Álcalis y tierras alcalinas

0.1%

Cobalto (Co)

0.05%

Cobre (Cu)

0.003%

Hierro (Fe)

0.002%

Zinc (Zn)

0.03%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL