

**L-ARGININA REACTIVO**

L-Arginine  
 (Ácido (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoico)  
 $C_6H_{14}N_4O_2$   
 CAS: 119-34-2  
 Apariencia típica:

CAT. 0685  
 P.M. 210.66  
 Polvo o cristales blancos.

**ESPECIFICACIONES**

Descripción  
 Identificación  
 Claridad de la solución  
 Ensayo ( $C_6H_{14}N_4O_2$ )  
 pH de una solución al 5% a 25°C

Polvo o cristales blancos.  
 Pasa prueba  
 Pasa prueba  
 98.0 – 102.0%  
 10.5 – 12.5  
*Máximo permitido*  
 0.05%  
 20 ppm  
 1.0%  
 0.2%

**PRESENTACIONES**

10, 25 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE