

AURAMINA “O” COLORANTE

Auramine O	CAT. 0690
I.C. 41000	
$C_{17}H_{22}N_3Cl$	P.M. 303.83
CAS: 2465-27-2	
Apariencia típica:	Polvo

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Pasa prueba
Longitud de onda	430 nm
Solubilidad en agua	Pasa prueba
Solubilidad en alcohol etílico	Pasa prueba
Solubilidad en metil cellosolve	Pasa prueba

PRESENTACIONES

10, 25 g

NFPA: 0-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE