

AZUL DE BROMOFENOL SULTONA A.C.S.

Bromophenol Blue

$C_{19}H_{10}Br_4O_5S$

CAS: 115-39-9

Apariencia típica:

Uso analítico:

Cambio de estado (aproximado):

CAT. 0710

P.M. 669.96

Polvo naranja pálido.

Indicador

Se descompone a 279°C

ESPECIFICACIONES

Claridad en solución

Intervalo de transición visual

Pasa prueba

pH 3.0 (amarillo) a pH 4.6 (azul)

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE