

AZUL DE BROMOFENOL SAL SÓDICA A.C.S.

Bromophenol Blue

$C_{19}H_9Br_4O_5Na$

CAS: 34725-61-6

Apariencia típica:

Uso analítico:

Cambio de estado (aproximado):

Solubilidad en agua:

CAT. 0712

P.M. 691.94

Polvo

Indicador

Se descompone a 279°C

0.4 g en 100 mL a 25°C

ESPECIFICACIONES

Claridad en solución

Intervalo de transición visual

Pasa prueba

pH 3.0 (amarillo) a pH 4.6 (azul)

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE