

**AZUL DE BROMOTIMOL SULTONA A.C.S.**

Bromothymol Blue

$C_{27}H_{28}Br_2O_5S$

CAS: 76-59-5

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 0715

P.M. 624.38

Polvo

Indicador

200 – 202°C

Moderadamente soluble.

**ESPECIFICACIONES**

Claridad en solución

Intervalo de transición visual

Pasa prueba

pH 6.0 (amarillo) a pH 7.6 (azul)

**PRESENTACIONES**

5, 10, 25 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE