

AZUL DE BROMOTIMOL SAL SÓDICA A.C.S.

Bromothymol Blue

$C_{27}H_{27}Br_2O_5Na$

CAS: 34722-90-2

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 0717

P.M. 646.36

Polvo

Indicador

200 – 202°C

Moderadamente soluble.

ESPECIFICACIONES

Claridad en solución

Intervalo de transición visual

Pasa prueba

pH 6.0 (amarillo) a pH 7.6 (azul)

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE