

**AZUL DE METILENO CLORURO COLORANTE**

Methylene Blue CAT. 0730  
 I.C. 52015  
 $C_{16}H_{18}N_3SCl \cdot 3H_2O$  P.M. 373.90  
 CAS: 7220-79-3  
 Apariencia típica: Polvo

**ESPECIFICACIONES**

Ensayo ( $C_{16}H_{18}N_3SCl$ ) base anhidra	≥ 98.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Pérdida por secado a 110°C	15.0%
Residuo después de ignición	0.5%
Arsénico (As)	0.0005%
Cobre (Cu)	0.015%
Zinc (Zn)	0.02%

**PRESENTACIONES**

25, 100, 250, 500 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE