

**AZUL DE METILO INDICADOR**

Methyl Blue

CAT. 0735

I.C. 42780

$C_{37}H_{27}N_3O_9S_3Na_2$

P.M. 799.80

CAS: 28983-56-4

Apariencia típica:

Polvo rojo oscuro.

**ESPECIFICACIONES**

Solubilidad en agua

Pasa prueba

Intervalo de transición visual

pH 10.0 (azul) a pH 13.0 (rojo púrpura)

**PRESENTACIONES**

5, 10, 25 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE