

**AZUL DE TIMOL SULTONA A.C.S.**

Thymol Blue

$C_{27}H_{30}O_5S$

CAS: 76-61-9

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 0737

P.M. 466.59

Polvo

Indicador ácido-base.

Insoluble

**ESPECIFICACIONES**

Claridad en solución

Intervalo de transición visual (rango ácido)

Intervalo de transición visual (rango alcalino)

Pasa prueba

pH 1.2 (rosa) a pH 2.8 (amarillo)

pH 8.0 (amarillo) a pH 9.2 (azul)

**PRESENTACIONES**

5, 10, 25 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE