

AZUL DE TIMOL SAL SÓDICA

Thymol Blue
(Hidrosoluble)

$C_{27}H_{29}NaO_5S$

CAS: 62625-21-2

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 0740

P.M. 488.57

Sólido verde a café.
Indicador ácido-base.
Soluble

ESPECIFICACIONES

Claridad en solución

Intervalo de transición visual (rango ácido)

Intervalo de transición visual (rango alcalino)

Pasa prueba
pH 1.2 (rosa) a pH 2.8 (amarillo)
pH 8.0 (amarillo) a pH 9.2 (azul)

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE