

AZUL DE TOLUIDINA I.C. 52040

Toluidine Blue	CAT. 0745
I.C. 52040	
$C_{15}H_{16}ClN_3S$	P.M. 305.83
CAS: 92-31-9	
Apariencia típica:	Polvo verde oscuro.

ESPECIFICACIONES

Solubilidad en agua	Pasa prueba
Absorción característica	1.00 – 1.23

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE