

AZUL TRIPAN COLORANTE I.C. 23850

Trypan Blue



CAS: 72-57-1

Apariencia típica:

Solubilidad en agua:

Solubilidad en agua

Pérdida por secado

NFPA: 1-0-0

CAT. 0747

P.M. 960.817

Polvo verde oscuro con un ligero brillo metálico.

Soluble

ESPECIFICACIONES

Pasa prueba

≤ 10.0%

PRESENTACIONES

10, 25, 100 g

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE