

**SULFATO DE BARIO REACTIVO**

Barium Sulfate

CAT. 0790

BaSO<sub>4</sub>

P.M. 233.40

CAS: 7727-43-7

Apariencia típica:

Polvo fino o cristales polimorfos.

Cambio de estado (aproximado):

Se descompone alrededor de 1600°C

**ESPECIFICACIONES**

Neutralidad

*Máximo permitido*

Pérdida por ignición

Pasa prueba

1.5%

Materia orgánica

Pasa prueba

Cloruro (Cl)

0.001%

Fosfato (PO<sub>4</sub>)

0.001%

Silicato

Pasa prueba

Arsénico (As)

1 ppm

Sales solubles

0.25%

Sales solubles de bario

0.001%

Metales pesados (como Pb)

0.001%

Hierro (Fe)

0.05%

**PRESENTACIONES**

100, 250, 500 g, 2.5, 10 kg

NFPA: 0-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE