

## BENZALDEHÍDO REACTIVO

Benzaldehyde

$C_6H_5CHO$

CAS: 100-52-7

Apariencia típica:

Punto de ebullición:

CAT. 0805

P.M. 106.12

Líquido de claro a amarillento de olor característico.

179°C

### ESPECIFICACIONES

Ensayo ( $C_6H_5CHO$ )

Índice de refracción

≥ 98.0%

1.5445 – 1.5465

*Máximo permitido*

Cloro (Cl)

Nitrobeneno

Pasa prueba

No reacciona

### PRESENTACIONES

250, 500 mL, 1, 2.5, 4 L

NFPA: 2-2-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO