

BENZOFENONA REACTIVO

Benzophenone

$C_6H_5COC_6H_5$

CAS: 119-61-9

Apariencia típica:

Punto de fusión:

Solubilidad en agua:

CAT. 0810

P.M. 182.22

Sólido blanco cristalino.

47°C

Insoluble

ESPECIFICACIONES

Identidad

Punto de fusión

Solubilidad en etanol

Solubilidad en éter etílico

Pasa prueba

47.0 – 51.0°C

Pasa prueba

Pasa prueba

PRESENTACIONES

50, 100, 250, 500 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE