

SUBCARBONATO DE BISMUTO REACTIVO

Bismuth Subcarbonate
(BiO)₂CO₃

CAT. 0830

P.M. 509.97

CAS: 5892-10-4

Apariencia típica:

Polvo blanco a ligeramente amarillento.

Solubilidad acuosa:

Insoluble en agua o alcohol.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ((BiO)₂CO₃)

≥ 90.0%

Máximo permitido

Insoluble en ácido nítrico

0.005%

Cloruro (Cl)

0.01%

Nitrato (NO₃)

Pasa prueba

Sulfato (SO₄)

0.01%

Tierras alcalinas

0.3%

Cobre (Cu)

0.005%

Hierro (Fe)

0.005%

Plomo (Pb)

0.015%

Plata (Ag)

Pasa prueba

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE