

BROMO A.C.S.

Bromine	CAT. 0842
Br ₂	P.A. 159.808
CAS: 7726-95-6	
Apariencia típica:	Líquido fumante marrón rojizo.
Uso analítico:	Agente brominante.
Punto de ebullición:	60°C
Solubilidad acuosa:	3.13 g en 100 mL a 30°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Br ₂)	≥ 99.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Residuo después de evaporación	0.005%
Cloro (Cl)	0.05%
Yodo (I)	0.001%
Compuestos sulfurados (como S)	0.001%
Metales pesados (como Pb)	2 ppm
Níquel (Ni)	5 ppm

PRESENTACIONES

NFPA: 3-0-0	100, 250, 500 g	COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO
-------------	-----------------	-------------------------------