

BUTIL CELLOSOLVE REACTIVO

Buthyl Cellosolve (2-Butoxietanol) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	CAT. 0855 P.M. 118.18
CAS: 111-76-2	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Punto de ebullición:	171 – 172°C
Densidad:	0.90 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$)	≥ 99.0%
Densidad a 25°C (g/mL)	0.897 – 904 <i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Agua (H_2O)	0.1%
Solubilidad en agua	Pasa prueba

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 4, 18 L

NFPA: 2-2-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO