

ACETATO DE n-BUTILO A.C.S.

n-Butyl Acetate	CAT. 0860
$\text{CH}_3\text{COO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	P.M. 116.16
CAS: 123-86-4	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Solvente
Punto de ebullición:	125 – 126°C
Solubilidad en agua:	0.7 g en 100 mL
Densidad:	0.88 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{CH}_3\text{COO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$)	$\geq 99.5\%$ <i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.001%
Ácido titulable [meq/g]	0.0016
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba
Agua (H_2O)	0.1%
Alcohol de n-Butilo ($\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$)	0.2%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 1-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO