

**CARBONATO DE CADMIO REACTIVO**

Cadmium Carbonate

$CdCO_3$

CAS: 513-78-0

Apariencia típica:

Cambio de estado (aproximado):

Solubilidad en agua:

CAT. 0870

P.M. 172.41

Polvo blanco.

Se descompone a 500°C

4.258 k/L a 4°C

**ESPECIFICACIONES**

Insolubilidad en ácido clorhídrico

Cloruro (Cl)

Sulfato ( $SO_4$ )

Nitrato ( $NO_3$ )

Plomo (Pb)

Hierro (Fe)

Cobre (Cu)

Zinc (Zn)

Álcalis y tierras alcalinas

*Máximo permitido*

0.01%

0.002%

0.005%

0.005%

0.005%

0.0015%

0.002%

0.005%

0.5%

**PRESENTACIONES**

25, 100 g

NFPA: 3-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL