

OXALATO DE SODIO A.C.S.

Sodium Oxalate (COONa) ₂	CAT. 2480 P.M. 134.00
CAS: 62-76-0	
Apariencia típica:	Cristales blancos.
Uso analítico:	Estandarizante de soluciones de potasio y permanganato; titulador.
Solubilidad acuosa:	3.7 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ((COONa) ₂)	≥ 99.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.005%
Pérdida por secado	0.01%
Neutralidad	Pasa prueba
Cloruro (Cl)	0.002%
Amonio (NH ₄)	0.002%
Sulfato (SO ₄)	0.002%
Metales pesados (como Pb)	0.002%
Hierro (Fe)	0.001%
Potasio (K)	0.005%
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico caliente	Pasa prueba

PRESENTACIONES

	100, 250, 500 g	
NFPA: 3-0-0		COLOR DE ALMACENAJE: BLANCO