

TIMEROSAL REACTIVO

Thimerosal
 $C_9H_9HgNaO_2S$
 CAS: 54-64-8

CAT. 2590
 P.M. 404.82

ESPECIFICACIONES

Color
 Aspecto
 Pureza (HPLC) por área
 Solubilidad (color)
 Solubilidad (turbidez)
 Solubilidad (método)
 Pérdida al secado
 Espectro infrarrojo

Blanco a ligeramente amarillo
 Polvo
 $\geq 97.0\%$
 Incoloro a ligeramente amarillo
 Clara o ligeramente turbia
 1 g en 1.5 mL de agua
 $\leq 0.5\%$
 Conforme a estructura

PRESENTACIONES

5, 10, 25g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE