

**TIOACETAMIDA A.C.S.**

Thioacetamide	CAT. 2601
$\text{CH}_3\text{CSNH}_2$	P.M. 75.13
CAS: 62-55-5	
Apariencia típica:	Cristales
Uso analítico:	Generación de sulfuro.
Punto de fusión:	111 – 114°C
Solubilidad acuosa:	16.3 g en 100 mL a 25°C
pKa:	13.4

**ESPECIFICACIONES**

Ensayo ( $\text{CH}_3\text{CSNH}_2$ )	$\geq 99.0\%$
Punto de fusión	111 – 114°C
Claridad en solución al 2%	Pasa prueba
	<i>Máximo permitido</i>
Residuo después de ignición	0.05%

**PRESENTACIONES**

25, 100 g

NFPA: 2-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL