

TIONINA I.C. 52000

Thionin	CAT. 2605
I.C. 52000	
$C_{12}H_{10}ClN_3S$	P.M. 263.75
CAS: 135-59-1	
Apariencia típica:	Polvo cristalino.

ESPECIFICACIONES

Solubilidad	30 mg/mL
Solubilidad en metil cellosolve	4 mg/mL
Solubilidad en etanol	3 mg/mL

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE