

TIOUREA A.C.S.

Thiourea	CAT. 2610
NH_2CSNH_2	P.M. 76.12
CAS: 62-56-6	
Apariencia típica:	Cristales
Uso analítico:	Determinación de bismuto.
Punto de fusión:	174 – 177°C
Solubilidad en agua:	16.5 g en 100 mL a 25°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (NH_2CSNH_2) base seca	≥ 99.0%
Punto de fusión	174 – 177°C
Solubilidad en agua	Pasa prueba
	<i>Máximo permitido</i>
Residuo después de ignición	0.1%
Pérdida por secado	0.5%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 2-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL