

TOLUENO A.C.S.

Toluene	CAT. 2625
(Metilbenceno)	
$C_6H_5CH_3$	P.M. 92.14
CAS: 108-88-3	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Solvente
Punto de ebullición:	111°C
Solubilidad en agua:	0.045 g en 100 mL a 25°C
Densidad:	0.87 g/mL
pKa:	37

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_6H_5CH_3$)	≥ 99.5%
Color (APHA)	<i>Máximo permitido</i> 10
Residuo después de evaporación	0.001%
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba
Compuestos sulfurados (como S)	0.003%
Agua (H_2O)	0.03%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 2-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO