

VERDE DE BROMOCRESOL SULTONA A.C.S.

Bromocresol Green

$C_{21}H_{14}Br_4O_5S$

CAS: 76-60-8

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2670

P.M. 698.02

Polvo de blanco a amarillo.

Indicador

218 – 219°C

Ligeramente soluble.

ESPECIFICACIONES

Claridad en solución

Intervalo de transición visual

Pasa prueba

pH 3.8 (amarillo) a pH 5.4 (azul)

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE