

**VERDE DE BROMOCRESOL SAL SODICA A.C.S.**

Bromocresol Green

$C_{21}H_{14}Br_4O_5SNa$

CAS: 62625-32-5

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

Claridad en solución

Intervalo de transición visual

NFPA: 1-1-0



**PRESENTACIONES**

5, 10, 25g

CAT. 2672

P.M. 720.00

Polvo de blanco a amarillo.

Indicador.

218 - 219°C.

Ligeramente soluble.

Pasa prueba

De pH 3.8 (amarillo)

a pH 5.4 (azul)

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE