

VERDE DE METILENO COLORANTE

Methylene Green CAT. 2675
 I.C. 52020
 $C_{16}H_{17}ClN_4O_2S^*1/2ZnCl_2$ P.M. 433.00
 CAS: 224967-52-6
 Apariencia típica: Polvo verde a negro.

ESPECIFICACIONES

Solubilidad en agua Pasa prueba
 Solubilidad en alcohol Pasa prueba
 Absorbancia máxima 607 – 660 nm

PRESENTACIONES

NFPA: 1-1-0 1, 5, 10 g COLOR DE ALMACENAJE: VERDE