

VERDE DE METILO COLORANTE

Methyl Green
 I.C. 42590
 CAS: 7114-03-6
 Apariencia típica:

CAT. 2680

Polvo verde.

ESPECIFICACIONES

Intervalo de transición visual
 Solubilidad
 Absorción característica

pH 0.3 (amarillo) a pH 2.0 (azul)
 Pasa prueba
 0.86 – 1.11

PRESENTACIONES

5, 10 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE