

**VERDE DE MALAQUITA HIDROCLORURO INDICADOR**

Malachite Green Hydrochloride

CAT. 2685

I.C. 42000

P.M. 364.90

$C_{23}H_{25}N_2Cl$

CAS: 569-64-2

Apariencia típica:

Cristales verdes con brillo metálico lustroso.

Claridad de solución

Pasa prueba

Intervalo de transición visual:

Rango ácido

pH 0.0 (amarillo)

pH 2.0 (verde azulado)

Rango alcalino

pH 10.5 (azul)

pH 12.5 (incolore)

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: ERDE



**PRESENTACIONES**

25, 100, 250, 500g