

VIOLETA CRISTAL A.C.S.

Crystal Violet
(Cloruro de Hexametilpararosnilina)

$C_{25}H_{30}ClN_3$

CAS: 548-62-9

Apariencia típica:

Uso analítico:

Solubilidad acuosa:

CAT. 2700

P.M. 407.98

Polvo verde oscuro.
Indicador para sales de cobre.
Soluble

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_{25}H_{30}ClN_3$)

Sensibilidad como indicador

Pérdida por secado

Absorbancia característica

$\geq 90.0\%$

Pasa prueba

$\leq 7.5\%$

Pasa prueba

PRESENTACIONES

25, 100, 250, 500 g

NFPA: 2-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE