

VIOLETA DE METILO COLORANTE

Methyl Violet

CAT. 2705

I.C. 42535

$C_{24}H_{28}N_3Cl$

P.M. 393.96

CAS: 8004-87-3

Apariencia típica:

Cristales verde azulados.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_{24}H_{28}N_3Cl$)

≥ 75.0%

Absorción característica a 583-587nm

1.06 – 1.19%

PRESENTACIONES

10, 25 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE