

ZINC GRANALLA 20/30 A.C.S.

Zinc	CAT. 2765
Zn	P.M. 65.41
CAS: 7440-66-6	
Apariencia típica:	Metal gris plateado.
Uso analítico:	Agente reductor; determinación de arsénico.
Punto de fusión:	419°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Zn)	≥ 99.8%
Apropiado para determinación de arsénico (As)	Pasa prueba <i>Máximo permitido</i>
Hierro (Fe)	0.01%
Plomo (Pb)	0.01%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-1-1-W

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE