

ÓXIDO DE ZINC A.C.S.

Zinc Oxide	CAT. 2785
ZnO	P.M. 81.41
CAS: 1314-13-2	
Apariencia típica:	Polvo blanco.
Uso analítico:	Preparación de soluciones estándar de zinc.
Solubilidad acuosa:	Prácticamente insoluble.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (ZnO)	≥ 99.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Insolubilidad en ácido sulfúrico diluido	0.01%
Alcalinidad	Pasa prueba
Cloruro (Cl)	0.001%
Nitrato (NO ₃)	0.003%
Compuestos sulfurados (como SO ₄)	0.01%
Calcio (Ca)	0.005%
Hierro (Fe)	0.001%
Plomo (Pb)	0.005%
Magnesio (Mg)	0.005%
Manganeso (Mn)	5 ppm
Potasio (K)	0.01%
Sodio (Na)	0.05%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 2-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE