

ACETONA A.C.S.

Acetone	CAT. 0025
(2-Propanona)	
$(\text{CH}_3)_2\text{CO}$	P.M. 58.08
CAS: 67-64-1	
Apariencia típica:	Líquido con olor característico.
Uso analítico:	Cromatografía de líquidos; limpieza de material de vidrio; extracción de sólidos residuales.
Punto de ebullición:	56°C
Solubilidad en agua:	Miscible
Densidad:	0.79 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($(\text{CH}_3)_2\text{CO}$)	≥ 99.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.001%
Solubilidad en agua	Pasa prueba
Ácido titulable [meq/g]	0.0003
Base titulable [meq/g]	0.0006
Aldehído (como HCHO)	0.002%
Alcohol isopropílico	0.05%
Metanol	0.05%
Sustancias reducidas por permanganato	Pasa prueba
Agua (H_2O)	0.5%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 1-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO