

ÁCIDO LÁCTICO 85% A.C.S.

Lactic Acid	CAT. 0170
CH ₃ CHOHCOOH	P.M. 90.08
CAS: 50-21-5	
Apariencia típica:	Líquido claro, inodoro, almibarado.
Uso analítico:	Estándar analítico.
Punto de ebullición:	122°C
Solubilidad en agua:	Miscible

ESPECIFICACIONES

Ensayo (C ₃ H ₆ O ₃)	85.0 – 90.0%
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba <i>Máximo permitido</i>
Residuo después de ignición	0.02%
Cloruro (Cl)	0.001%
Sulfato (SO ₄)	0.002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4 L

NFPA: 3-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: BLANCO