

**AGUA DESIONIZADA A.C.S.**

Water	CAT. 0340
H <sub>2</sub> O	P.M. 18.02
CAS: 7732-18-5	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Solvente, diluyente.
Punto de ebullición:	100°C
Densidad:	0.99 g/mL
pKa:	15.7

**ESPECIFICACIONES**

	<i>Máximo permitido</i>
Conductividad específica a 25°C [ $\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$ ]	2.0 x 10 <sup>-6</sup>
Silicato (SiO <sub>2</sub> )	0.01 ppm
Metales pesados (como Pb)	0.01 ppm
Sustancias reducidas por permanganato	Pasa prueba
Cloruros (Cl)	0.4 ppm
Nitrato (NO <sub>3</sub> )	0.4 ppm
Fosfato (PO <sub>4</sub> )	1.0 ppm
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	1.0 ppm

**PRESENTACIONES**

NFPA: 0-0-0	1, 3.5, 19 L	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	--------------	----------------------------