

AGUA DESTILADA A.C.S.

Water	CAT. 0345
H ₂ O	P.M. 18.02
CAS: 7732-18-5	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Solvente, diluyente.
Punto de ebullición:	100°C
Densidad:	0.99 g/mL
pKa:	15.7

ESPECIFICACIONES

	<i>Máximo permitido</i>
Conductividad específica a 25°C [$\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$]	2.0 x 10 ⁻⁶
Silicato (SiO ₂)	0.01 ppm
Metales pesados (como Pb)	0.01 ppm
Sustancias reducidas por permanganato	Pasa prueba
Cloruros (Cl)	0.4 ppm
Nitrato (NO ₃)	0.4 ppm
Fosfato (PO ₄)	1.0 ppm
Sulfato (SO ₄)	1.0 ppm

PRESENTACIONES

NFPA: 0-0-0	1, 3.5, 18, 19, 20 L	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	----------------------	----------------------------