

ALMIDÓN SOLUBLE A.C.S.

Starch, Soluble
 CAS: 9005-84-9
 Apariencia típica:
 Uso analítico:
 Solubilidad acuosa:

CAT. 0440

Polvo blanco.
 Indicador en yodometría.
 Soluble

ESPECIFICACIONES

Solubilidad
 pH de una solución al 2% a 25°C
 Residuo después de ignición
 Sensibilidad

Pasa prueba
 5.0 – 7.0
 ≤ 0.4%
 Pasa prueba

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 0-2-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE