

HIDRÓXIDO DE CALCIO A.C.S.

Calcium Hydroxide

CAT. 0960

Ca(OH)₂

P.M. 74.09

CAS: 1305-62-0

Apariencia típica:

Polvo blanco.

Uso analítico:

Adsorbente de dióxido de carbono.

Solubilidad acuosa:

Ligeramente soluble.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Ca(OH)₂)

≥ 95.0%

Ensayo (CaCO₃)

≤ 3.0%

Máximo permitido

Insolubilidad en ácido clorhídrico

0.03%

Cloruro (Cl)

0.03%

Compuestos sulfurados (como SO₄)

0.1%

Metales pesados (como Pb)

0.003%

Hierro (Fe)

0.05%

Magnesio (Mg)

0.5%

Potasio (K)

0.05%

Sodio (Na)

0.05%

Estroncio (Sr)

0.05%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE