

**CARMÍN ÍNDIGO A.C.S.**

Indigo Carmine  
 (Azul ácido 74, C.I. 73015)  
 $C_{16}H_8N_2Na_2O_8S_2$   
 CAS: 860-22-0  
 Apariencia típica:  
 Uso analítico:  
 Solubilidad acuosa:

CAT. 1505

P.M. 466.37

Polvo azul oscuro.  
 Reactivo para detección de nitrato.  
 1 g en 100 mL a 25°C

**ESPECIFICACIONES**

Claridad de la solución  
 Sensibilidad al nitrato

Pasa prueba  
 Pasa prueba

**PRESENTACIONES**

5, 10, 25 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE