

MIRISTATO DE ISOPROPILO REACTIVO

Isopropyl Myristate	CAT. 1515
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2$	P.M. 270.45
CAS: 110-27-0	
Apariencia típica:	Líquido de baja viscosidad prácticamente inodoro.
Punto de ebullición:	193°C
Densidad:	0.85 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{C}_{17}\text{H}_{34}\text{O}_2$)	≥ 90.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Solubilidad	Pasa prueba
Identidad	Pasa prueba
Peso específico a 25°C	0.8460 – 0.8540
Índice de acidez	1.0%
Índice de yodo	1.0%
Índice de saponificación	202 – 212
Impurezas orgánicas volátiles	Pasa prueba
Índice de refracción a 20°C	1.4320 – 1.4360
Residuo después de ignición	0.10%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 4 L

NFPA: 1-2-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO