

ROJO DE BROMOFENOL INDICADOR

Bromophenol Red
(5',5''-Dibromophenolsulfonphthalein)

CAT. 2195

$C_6H_4SO_2OC(C_6H_3-3-Br-4OH)_2$

P.M. 512.18

CAS: 2800-80-8

Apariencia típica:

Polvo verde oscuro.

Uso analítico:

Indicador

ESPECIFICACIONES

Solubilidad en alcohol

Pasa prueba

Intervalo de transición visual

pH 5.2 (amarillo) a pH 7.0 (púrpura)

PRESENTACIONES

1, 5 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE